


# Spotřební materiál pro urologii



## Produktový Katalog



# Katétry pro urodynamická měření



## Dvoucestný katétre ženský

Ženský dvoucestný urodynamický katétre je vyráběn ve čtyřech tloušťkách z materiálu PVC s rovným zakončením. Katétre je dodáván sterilní a součástí balení jsou dvě spojovací cévky. Celý set je určen na jednorázové použití. Katétre byl vyvinut ve spolupráci s českými a slovenskými lékaři.



### Základní parametry:

- materiál PVC
- dva boční otvory
- rovné zakončení
- koncovka Luer Lock negativní
- sterilní provedení
- dvě spojovací cévky 1100mm

### Údaje pro objednání:

Kód výrobku	Průměr [ch]	Délka [mm]
A-Z2-06	6	360
A-Z2-08	8	360
A-Z2-12	12	300
A-Z2-16	16	300




# Katétry pro urodynamická měření



## Třícestný katétr ženský

Ženský třícestný urodynamický katétr je vyráběn ve třech tloušťkách z materiálu PVC s rovným zakončením. Katétr je dodáván sterilní a součástí balení jsou tři spojovací cévky. Celý set je určen na jednorázové použití. Katétr byl vyvinut ve spolupráci s českými a slovenskými lékaři.



### Základní parametry:

- materiál PVC
- dva boční otvory
- rovné zakončení
- koncovka Luer Lock negativní
- sterilní provedení
- tři spojovací cévky 1100mm

### Údaje pro objednání:

Kód výrobku	Průměr [ch]	Délka [mm]
A-Z3-08	8	360
A-Z3-12	12	300
A-Z3-16	16	300



# Katétry pro urodynamická měření



## Dvoucestný katétr mužský

Mušský dvoucestný urodynamický katétr je vyráběn ve třech tloušťkách z materiálu PVC se zakončením tiemann. Katétr je dodáván sterilní a součástí balení jsou dvě spojovací cévky. Celý set je určen na jednorázové použití. Katétr byl vyvinut ve spolupráci s českými a slovenskými lékaři.



### Základní parametry:

- materiál PVC
- dva boční otvory
- zakončení tiemann
- koncovka Luer Lock negativní
- sterilní provedení
- dvě spojovací cévky 1100mm
- zakončení tiemann

### Údaje pro objednání:

Kód výrobku	Průměr [ch]	Délka [mm]
A-M2-06	6	360
A-M2-08	8	360
A-M2-12	12	360



# Katétry pro urodynamická měření



## Třícestný katétr mužský

Mušský třícestný urodynamický katétr je vyráběn ve dvou tloušťkách z materiálu PVC se zakončením tiemann. Katétr je dodáván sterilní a součástí balení jsou tři spojovací cévky. Celý set je určen na jednorázové použití. Katétr byl vyvinut ve spolupráci s českými a slovenskými lékaři.



### Základní parametry:

- materiál PVC
- dva boční otvory
- zakončení tiemann
- koncovka Luer Lock negativní
- sterilní provedení
- tři spojovací cévky 1100mm
- zakončení tiemann

### Údaje pro objednání:

Kód výrobku	Průměr [ch]	Délka [mm]
A-M3-08	8	360
A-M3-12	12	360




# Katétry pro urodynamická měření



## Rektální balónkový katétr

Rektální balónkový katétr pro urodynamická měření je vyráběn ve dvou tloušťkách z materiálu PVC s rovným zakončením. Katétr je dodáván sterilní a součástí balení je spojovací cévka. Celý set je určen na jednorázové použití. Katétr byl vyvinut ve spolupráci s českými a slovenskými lékaři.



### Základní parametry:

- materiál PVC
- dva boční otvory
- rovné zakončení
- koncovka Luer Lock negativní
- sterilní provedení
- jedna spojovací cévka 1100mm
- latexový balónek

### Údaje pro objednání:

Kód výrobku	Průměr [ch]	Délka [mm]	Balónek [ml]
B-REK-08	8	380	20
B-REK-18	18	380	50

